Medisorb G+A hidrogel steril cu alginat de calciu

Descriere
Medisorb G + A este un hidrogel amorf, steril, cu adaos de alginați, destinat hidratării blânde a țesutului necrotic uscat. Produsul facilitează debridarea autolitică, demonstrând în același timp capacitatea de a înmuia și absorbi țesutul necrozat și exsudatul. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru a asigura un mediu umed optim în fazele ulterioare de vindecare a rănii.
Medisorb G+A este livrat ca un produs steril, de unică folosință.

Acțiune
Pentru rănile uscate: Medisorb G+A transformă mediul plăgii din uscat în umed (efect de hidrogel). Țesutul uscat absoarbe apa conținută în pansament, ceea ce inițiază și susține autoliza (descompunerea enzimatică) a țesutului necrotic.
În cazul rănilor cu exsudat: particulele hidrocoloide conținute de Medisorb G+A sunt activate, ceea ce duce la absorbția excesului de lichid și la restabilirea echilibrului hidric în patul plăgii (efect hidrocoloid).
Funcția poliolului: gelul conține poliol, care acționează ca un agent de hidratare, prevenind uscarea gelului și îmbunătățind proprietățile de aplicare ale acestuia.



Indicaţii
Medisorb G+A este destinat în principal tratamentului rănilor cu țesut necrotic uscat sau fibrinos, cum ar fi ulcerele venoase de picior, escarele și ulcere neinfectate ale piciorului diabetic. Medisorb G+A poate fi utilizat, de asemenea, pentru arsuri de gradul unu și doi. Gelul poate fi folosit pe parcursul întregului proces de vindecare pentru a asigura un mediu umed în toate tipurile de răni, cu excepția celor menționate la secțiunea „Precauții”.

Mod de utilizare
A se utiliza strict conform instrucțiunilor din prospect și sub supravegherea unui medic sau a unei asistente medicale, care vor asigura aplicarea aseptică a pansamentului. Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. Necesită un pansament secundar pentru fixare.

Observații suplimentare
Efect de curățare (debridare): hidratează țesutul necrotic și favorizează curățarea autolitică.
Efect de îndepărtare a necrozei: absoarbe necroza și exudatul fără a deteriora țesutul delicat de granulație.
Crearea unui mediu de vindecare umed: asigură condiții optime care susțin procesul de vindecare, reduc riscul de formare a cicatricilor și ajută la atenuarea durerii.
Stabilitate și anti-macerare: consistența vâscoasă asigură menținerea gelului pe locul de aplicare. Chiar și după absorbția țesutului mort și a exsudatului, gelul își păstrează coeziunea, prevenind scurgerile și macerarea pielii din jurul rănii.
Îndepărtare ușoară: datorită coeziunii sale ridicate, gelul este ușor de îndepărtat, chiar și după ce a absorbit murdăria și exudatul.





Contraindicații
Nu utilizați produsul la persoane cu alergie cunoscută la gel, cu arsuri de gradul trei sau dacă ambalajul este deteriorat sau a fost deschis anterior.

Pachetul include
15 g – 1 bucată

MD

Distribuitor

TZMO Romania S.R.L.

Producător

Pharmaplast S.A.E., Egipt

>>

©Copyright 2026 matopat.ro | Ultima actualizare: 04.11.2026