

Fabricat din folie de poliuretan protejata cu hartie de silicon.

Marginile colorate permit desprinderea si aplicarea usoara a produsului. Filmul este ambalat suplimentar in ambalaj de hartie siliconata.

Caracteristici:


- este flexibil si extensibil
- nu irita pielea
- nu contine latex
- nu provoaca reactii alergice
- nu este citotoxic
- permeabil la vapori de apa

Utilizare:

- pentru protejarea zonei chirurgicale impotriva contaminarii microbiene

Marimi si ambalare:

- sterile (sterilizate cu etilenoxid): ambalate in cutie, cate 10 buc
- gama mare de marimi: de la 20 cm x 10 cm pana la 90 cm x 60 cm



**MD**

>>