

- din tifon albit fara utilizarea clorului
- margini intarite pentru a preveni destramarea firelor
- contin fir detectabil razelor X, amplasat in interiorul compresei
- disponibile si in varianta cu un element suplimentar - dispozitiv elastic din bumbac, ce permite fixarea compresei in afara campului operator
- pot fi sterilizate

Utilizare:



- pentru absorbtia cantitatilor mari de fluide in timpul interventiilor chirurgicale

Tipuri:

- sterile si nesterile
- cu fir detectabil razelor X si suplimentar cu sau fara dispozitiv elastic din bumbac
- numar de straturi: 2-, 4-, 6-, si 8

Marimi si ambalare:

- sterile: ambalate cate 1 buc, 2 buc, 3 buc, 5 buc sau 10 buc
- nesterile: ambalate cate 10 buc, 20 buc, 30 buc, 45 buc sau 60 buc
- marimi disponibile: 30 cm x 30 cm, 30 cm x 45 cm, 45 cm x 45 cm, 45 cm x 70 cm, 50 cm x 50 cm, 75 cm x 90 cm



MD

Dispozitivele sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

