

Aplicatoarele sunt instrumente chirurgicale re folosibile, utilizate in tratarea chirurgicala a incontinenței urinare la femei. Sunt fabricate din otel inoxidabil martensitic, in conformitate cu standardele cerintelor privind instrumentele chirurgicale.

Utilizare:

- ca accesorii folosite in tratamentul incontinenței de stres la femei, tinand cont de metoda aplicata - fiecare instrument este folosit pentru a crea un „tunel” in corpul pacientei, pentru implantarea corespunzatoare a benzii urologice

Tipuri:

- aplicatorul TVT este un accesoriu folosit in metoda TVT (bandeleta transvaginala)
- aplicatorul TOT este un accesoriu folosit in metoda TOT (bandeleta transobturatoare)
- set de aplicatoare TOT alcatuit din doua aplicatoare, in oglinda. Se folosesc in metoda TOT.
- u
- set de aplicatoare TOT alcatuit din doua aplicatoare, in oglinda. Se folosesc in metoda TOT, tehnica din afara inspre inaintu.
- nesterile (se recomanda sterilizarea cu abur)

Ambalare:

- aplicatoarele TOT si TVT ambalate individual
- seturile TOT ambalat cate 2 buc

Mai multe informatii pe: www.dallop-nm.com



MD

>>