

Pansamentul Medisorb A are capacitate mare de absorbtie si este recomandat pentru tratarea plagilor cu mult exudat. Fibrele de alginat actioneaza asupra peretilor plagilor, favorizand crearea unui gel de culoare alba, ce accelereaza aparitia tesutului de granulat si ajuta la vindecarea ranilor din interior spre exterior.

Urmele de pansament ramase pe peretii plagilor sunt resorbabile.

- pansament foarte absorbant – absoarbe mult si rapid, proprietate ce permite mentinerea pansamentului pe rana o perioada indelungata
- mentine un mediu hidratant, oferind conditii optime de vindecare
- moale si ajustabil, ideal pentru rani adanci – pansamentul se adapteaza pe forma individuala a ranii
- pansamentul poate fi folosit in cazul ranilor infectate, sub atenta supraveghere medicala.

Se utilizeaza in tratamentul ranilor cu mult exudat:

- escare
- ulcere varicoase

Tipuri:

- steril

Marimi si ambalare:

- steril: 10 cm x 10 cm, ambalate cate 5 buc



MD

>>