

- 100% bumbac
- albit cu peroxid, fara utilizarea clorului
- fara fibre desfacute pe suprafata tifonului
- capacitate mare de absorbtie a umezelii si a lichidelor
- poate fi sterilizat

Utilizare:

- pentru ingrijirea ranilor (steril)
- pentru uz igienic si casnic (nesteril)

Tipuri:

- steril (sterilizat cu abur) si nesteril
- 13-, 17-fire

Marimi si ambalare:

- steril, in plicutele: 1 m², 1/2 m²; 1/4 m²
- nesteril, in pliculete: 1 m², 1/2 m²
- pliat: latimea de la 0.90 m la 1.20 m, lungime: 50 m, 100 m, 200 m

NOTA: Pentru procedurile invazive, utilizati produsul desfacut.



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

