

Bandaj coezive de fixare a pansamentelor, cu 90% elasticitate.

Nu contine latex!

Bandajul are straturi aderente, nu sunt necesare extra elemente de fixare.

Se muleaza perfect pe forma corpului si nu aluneca. Straturile bandajului se lipesc intre ele dar nu si de piele, par sau imbracaminte.

De unica folosinta.

Utilizare:

- pentru fixarea pansamentelor, in special in zona articulatiilor

Tipuri:

- nesteril

Marimi si ambalare:

- nesterile: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm cu o lungime de 4 m - desfasurate



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>