

Bandaj de compresie cu o elasticitate mica, capete intarite si cu margini ce nu permit desprinderea firelor.

Elasticitatea produsului este obtinuta prin folosirea fibrelor din bumbac rasucite strans.

Bandajul este delicat cu pielea, absorbant, rezistent la unguienti, permite pielii sa respire si poate fi sterilizat.

Refolosibil - poate fi spalat si fiert.

Utilizare:

- bandaj pentru obtinerea unei presiuni ferme
- dupa scleroterapie si in toate stadiile de boli venoase, inclusiv in tratamentul edemului de staza venoasa, ulcerului de picior, etc.
- prevenirea antitrombozei
- in tratamentul limfoedemului

Tipuri:

- nesteril

Marimi si ambalare:

- nesterile: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm cu o lungime de 5 m - desfasurate



MD

>>