

Se utilizeaza pentru fixarea pansamentelor, in special in zonele corpului mai greu de bandajat, cum ar fi zona pelviana.

8 marimi disponibile - fiecare marime este adaptabila unei zone specifice a corpului. Elasticitatea permite o adaptare perfecta pe forma corpului.

Se fixeaza rapid, ceea ce usureaza schimbatul pansamentului, in special in cazul copiilor.

Se pot utiliza si acasa, fara ajutorul personalului medical - retineti ca plasele montate necorespunzator pot afecta circulatia sangelui - pentru un risc minim, se recomanda plase marimea 8 aplicate intr-un singur strat.

Utilizare:

- pentru fixarea pansamentelor
- pentru fixarea pansamentelor in zonele dificile, cum ar fi degetele, coapsele, abdomenul, pieptul, zona capului
- in chirurgia pediatrica

Tipuri:

- nesterile

Marimi si ambalare:

- 1 - deget
- 2 - mana, deget
- 3 - mana, picior
- 4 - gamba, genunchi, brat, picior, cot
- 6 - cap, brat, gamba, genunchi
- 8 - coapsa, cap, solduri
- 10 - solduri, abdomen
- 14 - piept, abdomen, solduri
- lungimi disponibile: 1 m si 10 m
- ambalate individual



**MD**

>>