

- stratul exterior este din tifon albit fara utilizarea clorului
- stratul interior este din vata 100% bumbac
- moi si absorbante
- marginile tifonului sunt indoite in interiorul compresei pentru a evita destramarea fibrelor
- structura compacta a miezului absorbant asigura presiune egala pe suprafata globului ocular

Utilizare:

- pentru folosirea in timpul sau dupa proceduri oftalmologice

Tipuri:

- sterile

Marime si ambalare:

- marimi disponibile: 5 cm x 6 cm
- sterile: ambalate individual

NOTA: Pentru procedurile invazive, utilizati produsul desfacut.



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul
Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul
CE cu numărul 2274

>>