

Bandajul gipsat cu intarire rapida este indispensabil pentru o imobilizare imediata.

- compozitia de gips, special selectata, aplicata pe fasa din tifon de calitate superioara, permite aplicarea unui bandaj solid si rezistent
- datorita cantitatii marite de gips, se pot folosi mai putine bandaje si poate aplica mai repede aparatul gipsat
- se inmoaie repede si uniform datorita miezului cu perforatii special concepute
- disponibil in 2 culori suplimentare: albastru si roz – in special recomandate copiilor
- disponibil si in varianta cu 4 straturi , pentru constructia carcaselor ortopedice si a atelelor sau pentru consolidarea unui bandaj gipsat traditional
- parametri: timpul de inmuierie este de 5 secunde, timpul de intarire este intre 3-3.5 minute, timpul de modelare este de 2 minute
- intarirea rapida si rezistenta ridicata permit adaptarea la greutatea bandajului, in 15-20 de minute

Utilizare – specifica timpului scurt de intarire:

- pentru imobilizarea imediata in sala de operatie
- pentru constructia carcaselor ortopedice penru copii

Tipuri:

- bandaje P.o.P.
- atele

Marimi si ambalare:

- bandaje P.o.P. albe

3 m lungime cu latimea de 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

4 m lungime cu latimea de 15 cm

ambalate cate 2 buc

- bandaje colorate P.o.P. (roz si albastru)

3 m lungime cu latimea de 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

ambalate cate 2 buc

- atele (bandaje P.o.P. cu 4-straturi)

10 m lungime cu latimea de 10 cm, 15 cm

20 m lungime cu latimea de 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm

ambalate individual



MD

>>