

Bandajul gipsat P.o.P. cu intarire rapida este indispensabil pentru o imobilizare imediata.

- compozitia de gips, special selectata, aplicata pe fasa din tifon de calitate superioara, permite aplicarea unui bandaj solid si rezistent
- se inmoaie repede si uniform datorita miezului cu perforatii special concepute
- utilizare universala - acest tip de bandaj este foarte popular datorita timpului optim de intarire
- disponibil si in varianta cu 4 straturi de gips, pentru constructia carcaselor ortopedice si a atelelor sau pentru consolidarea unui aparat gipsat traditional
- parametri: timpul de inmuire este de 5 secunde, timpul de intarire este de 5 minute, timpul de modelare este intre 3-3.5 minute
- timpul rapid de intarire si rezistenta ridicata permit adaptarea la greutatea bandajului in 20 de minute

Utilizare:

- pentru imobilizarea fracturilor
- pentru corectarea deformatiilor

Tipuri:

- bandaj P.o.P.
- atele

Marimi si ambalare:

- bandaje albe P.o.P.

2 m lungime cu latimea de 6 cm

3 m lungime cu latimea de 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 20 cm

4 m lungime cu latimea de 15 cm, 20 cm

ambalate cate 2 buc

- atele (bandaje P.o.P cu 4-straturi)

20 m lungime cu latimea de 10 cm, 15 cm

ambalate individual



**MD**

>>