

- din film transparent poros, permeabil pentru aer si vapori de apa
- permite supravegherea nivelului fluidelor in canule, sonde si catetere
- foarte delicata pentru piele, poate fi indepartata fara durere
- nu absorbe umezeala
- marginile laterale zimtate permit ruperea cu usurinta la lungimea dorita
- adezivul acrilic nu irita pielea

Utilizare:

- pentru fixarea pansamentelor pe zonele sensibile, inclusiv zona fetei
- pentru fixarea tuburilor, cateterelor si a altor dispozitive medicale

Tipuri:

- nesterila

Marimi si ambalare:

- lungimi disponibile: 5 m si 9.14 m cu o latime de 1.25 cm, 2.5 cm si 5 cm
- nesterile: ambalarea depinde de marime



MD

>>