

Fabricate din film transparent de polietilena.

Materialul moale si elastic permite manipularea dispozitivelor in siguranta si cu usurinta, in timpul interventiilor chirurgicale.

Husele sunt echipate cu o banda adeziva colorata si cu o cutie de carton decupata, ce permite fixarea cu usurinta pe cablurile medicale.

Utilizare:

- pentru acoperirea dispozitivelor medicale: orice fel de endoscoape, fibre optice si cabluri

Marimi si ambalare:

- marimi: 13 cm x 235 cm, 15 cm x 250 cm
- sterile (sterilizate cu etilenoxid sau cu radiatii): ambalate individual, in pungi hartie-film



**MD**

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>