

- baza este din folie foarte elastica de poliuretan, ce se muleaza dupa forma corpului si nu restrictioneaza miscarea; structura transparenta permite examinarea vizuala a pielii din jurul ranii
- nu contine latex
- structura moleculara unica a materialului permite trecerea vaporilor de apa, dar in acelasi timp este impermeabila
- miezul absorbant este pozitionat in partea centrala
- micro plasa previne lipirea pansamentului de rana
- adezivul nu irita pielea si nu cauzeaza reactii alergice
- marginile rotunjite protejeaza impotriva dezlipirii accidentale
- hartia de protectie permite o aplicare usoara, chiar si cu manusi
- foarte usor de aplicat datorita numerotarii ce indica ordinea eliberarii hartiei

## Utilizare:

- pentru protejarea ranilor accidentale sau chirurgicale, taieturilor si abraziunilor

## Tipuri:

- sterile
- forma: dreptunghiulara

## Marimi si ambalare:

- sterile: ambalate cate 50 buc
- marimi disponibile: 7.2 cm x 5 cm, 10 cm x 6 cm, 15 cm x 8 cm, 20 cm x 10 cm



**MD**

