

Protejarea tesuturilor delicate.

- pansament transparent din folie subtire de poliuretan – transparenta permite examinarea vizuala a evolutiei ranii
- impermeabil la bacterii si apa – permite indeplinirea conditiilor normale de igiena fara riscul aparitiei infectiilor
- mentine un nivel optim de hidratare a ranii – rana se vindeca fara a forma crusta, astfel se minimalizeaza riscul aparitiei cicatricilor
- poate fi utilizat pe rana pana la 7 zile – mai putine pansamente schimbate inseamna proces mai rapid de vindecare si costuri reduse

Se utilizeaza pentru tratamentul:


- ranilor minore, taieturilor si abraziunilor
- arsurilor de gradul I
- escarelor de gradul I si II

Tipuri:

- steril

Marimi si ambalare::

- sterile: 6 cm x 7 cm, ambalate cate 5 buc
- sterile: 10 cm x 12 cm, ambalate cate 5 buc



MD

>>