

- baza este din folie subtire transparenta, impermeabila si care permite pielii sa respire
- folia transparenta permite examinarea vizuala a punctiei, fara a fi necesara indepartarea plasurelui
- are decupaj special pentru branula, ce permite o aplicare usoara
- pentru o fixare mai ferma, „aripioarele” sunt ranforsate cu netesut.
- micro plasa previne lipirea plasurelui de rana
- adezivul aplicat nu irita pielea
- marginile rotunjite protejeaza impotriva dezlipirii accidentale
- hartia de protectie permite o aplicare usoara chiar si cu manusi

#### Utilizare:

- pentru fixarea branulei si protejarea zonei din jurul punctiei

#### Tipuri:

- sterili

#### Marimi si ambalare:

- sterili: ambalati individual sau la cutie, cate 50 buc
- marime: 5.8 cm x 8 cm



Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

