

Ambalaje speciale pentru sterilizarea prin iradiere (R) sau cu etilenoxid.

Utilizare:

- pentru sterilizarea prin iradiere (R) si etilenoxid (EO), cu un indicator suplimentar pentru metoda de sterilizare

Produsele sunt in conformitate cu EN 868-6, EN 868-5, EN ISO 11607-1 and EN ISO 11607-2.

Tipuri:

- pungi
- role

Marimi si ambalare:

- pungi - marimi: latime de la 40 mm pana la 600 mm; lungime de la 90 mm pana la 1200 mm; ambalate cate 100 buc
- role - marimi: latime de la 50 mm pana la 650 mm; lungime 60 m si 200 m; ambalate individual



MD

>>