

- din tifon albit cu peroxid, fara utilizarea clorului
- fara fibre desfacute pe suprafata tifonului
- margini impaturite, pentru a preveni destramarea fibrelor
- capacitate mare de absorbtie a umezelii si a lichidelor
- pot fi sterilizate

Utilizare:

- pentru absorbtia fluidelor in timpul procedurilor medicale si a interventiilor chirurgicale (sterile)
- pentru uz igienic si cosmetic (nesterile)

Tipuri:

- sterile (sterilizate cu abur) si nesterile
- 13-, 17-fire
- cu, sau fara fire detectabile razelor X
- 8-, 12-, 16-straturi

Marime si ambalare:

- nesterile: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm – 100 buc ambalate in pungi de hartie
- sterile: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm – 2 buc, 3 buc sau 5 buc ambalate in blistere

NOTA: Pentru procedurile invazive, utilizati produsul desfacut.



MD

Dispozitivele sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

