

Gama de ambalaje pentru sterilizare din hartie-film, cu pliu, ce permite ambalarea obiectelor de dimensiuni mai mari.

Materialele de calitate superioara folosite la fabricarea ambalajelor, cat si procesul tehnologic de productie validat, asigura un efect de „decojire” – desfacerea aseptica (fara praf) a ambalajului. Astfel se minimizeaza riscul contaminarii cu particule de celuloza, care pot aparea la desfacerea ambalajelor din hartie.

Indicatorii chimici de sterilizare sunt imprimati pe hartia din interiorul marginii sigilate.

Produsele sunt in conformitate cu EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 and EN ISO 11140-1.

Utilizare:


- pentru sterilizarea cu abur (abur), eo (etilenoxid) si formaldehida (form)

Tipuri:

- pungi
- role

Marimi si ambalare:

- pungi – marimi: latime de la 40 mm pana la 600 mm; lungime de la 90mm pana la 1200 mm; ambalate cate 100 buc
- role: marimi,: latime de la 50 mm pana la 650 mm; lungime de la 60 m pana la 200 m lungime, ambalate individual



**MD**

