

Stratul exterior este fabricat din netesut, iar cel interior este din miez absorbant de celuloza, invelit intr-un strat moale de hartie. which ensures high absorption properties.

Folia amplasata intre stratul de hartie si cel de celuloza protejeaza impotriva trecerii lichidului.

Proprietati absorbante foarte bune.

Utilizare:

- recomandate femeilor dupa nastere, sau dupa procedurile ginecologice

Tipuri:

- sterile si nesterile
- cu sau fara folie
- dreptunghiular si anatomic

Marimi si ambalare:

- marimi disponibile: 27 cm x 7.5 cm, 34 cm x 9 cm, 35 cm x 11 cm, 22.5 cm x 9 cm
- sterile: ambalate cate 10 buc sau cate 5 buc
- nesterile: ambalate cate 10 buc, 15 buc (marimea 35 cm x 11 cm) si cate 20 buc (marimea 22.5 cm x 9 cm)



**MD**

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>