

- stratul exterior este fabricat din netesut medical
- stratul interior este fabricat din pulpa de celuloza, ce intensifica proprietatile absorbante
- pot fi sterilizate

Utilizare:

- pentru ingrijirea ranilor cu sangerare grava

Tipuri:

- sterile si nesterile

Marimi si ambalare:

- marimi disponibile: 10 cm x 15 cm, 10 cm x 20 cm
- sterile: ambalate individual
- nesterile: ambalate cate 20 buc

NOTA: Pentru procedurile invazive, utilizati produsul desfacut.



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>