

Pansamentul Medisorb H creeaza un mediu umed, ideal pentru tratarea plagilor cu exudat moderat. Stratul absorbant din hidrocoloid formeaza un gel la contactul cu plaga, ce retine exudatul. Acest gel ofera conditii optime pentru debridarea autolitica (curatarea non-invaziva a plagii cu pastrarea tesutului sanatos intact) si protejeaza tesutul granulat.

Pansamentul este subtire, flexibil si usor de utilizat.

- frecventa scazuta a schimbarii pansamentului – proprietatile absorbante permit utilizarea pansamentului o perioada indelungata, de pana la 7 zile
- mentine un mediu hidratant, oferind conditii optime de vindecare
- contine adeziv – nu necesita folosirea unui pansament aditional

Se utilizeaza in tratamentul ranilor cu exudat moderat:



- escare
- ulcer venos
- arsuri de gradul I si II
- excoriatii

Tipuri:

- steril

Marimi si ambalare:

- steril: 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm, 20 cm x 20 cm, ambalate cate 5 buc



MD

>>