

Pansamentele Medisorb Silver sunt recomandate pentru tratamentul local al plagilor acute si greu de vindecat, inclusiv a celor infectate, precum si pentru prevenirea infectarii ranilor curate si a grefelor.

- partea aborbanta contine argint metalic activat, cu proprietati antibacteriene
- absoarbe excesul de exudat si mentine un mediu hidratant, favorabil vindecarii ranilor
- suportul elastic din netesut permite ajustarea optima pe corp
- permite pielii sa respire

Utilizare:


- tratarea ranilor acute si greu de vindecat
- tratarea ranilor infectate
- prevenirea infectiilor in ranile curate si in zona donatoare grefa

Tipuri:

- steril

Marimi si ambalare:

- steril: 10 cm x 10 cm, ambalate cate 5 buc
- steril: 10 cm x 20 cm, ambalate cate 5 buc



Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat Superior de Sanità și poartă marcajul CE cu numărul 0373

>>