

Campul are doua suprafete separate (strat absorbant in partea centrala si folie pe margini) si este in conformitate cu standardele EN 13795. Poate fi vandut separat sau ca parte dintr-un set de campuri pentru proceduri.

Utilizare:

- pentru protejarea meselor de instrumente medicale

Marimi si ambalare:

- marime: 150 cm x 90 cm
- sterile (sterilizate cu etilenoxid): ambalate individual, in pungi hartie-film; in plus, produsele ambalate individual pot fi impachetate intr-o cutie display care sa permita organizarea si depozitarea cu usurinta intr-un spital



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>