

Manusile de examinare din latex reprezinta combinatia optima, intre confort si protectie. Sunt foarte elastice si au rezistententa mecanica ridicata. Manusile Ambulex din latex asigura o bariera de protectie eficienta si sunt usor de folosit datorita mansetei rulate.

Ambulex - manusi de examinare latex, pudrate

- sunt pudrate cu amidon natural de porumb, ce asigura un strat izolant intre mana si latex
- suprafata usor rugoasa la varfurilor degetelor, creste eficienta manevrarii instrumentelor
- ambidextre - potrivite pentru ambele maini

Manusile Ambulex sunt clasificate ca echipament personal de protectie, de categoria III, in conformitate cu EN 374. Cititi [instructiunile de folosinta](#) inainte de utilizarea manusilor. Pentru informatii detaliate despre rezistenta la substante chimice, va rugam sa contactati reprezentantul de vanzari.

[Ambulex - Declaratie de Conformitate](#)

Ambulex P - manusi de examinare latex, nepudrate - recomandate, in special, persoanelor cu pielea sensibila

- nepudrate
- stratul interior de polimer, protejeaza mana impotriva latexului si o mentine uscata
- suprafata rugoasa creste eficienta manevrarii intrumentelor medicale, atat in mediu umed cat si uscat
- ambidextre - potrivite pentru ambele maini

Manusile Ambulex sunt clasificate ca echipament personal de protectie, de categoria III, in conformitate cu EN 374. Cititi [instructiunile de folosinta](#) inainte de utilizarea manusilor. Pentru informatii detaliate despre rezistenta la substante chimice, va rugam sa contactati reprezentantul de vanzari.

[Ambulex P - Declaratie de conformitate](#)

Utilizare:

- pentru examinari medicale
- pentru consultatii medicale sau diferite tipuri de terapii
- pentru manipularea produselor contaminate

Tipuri:

- nesterile
- pudrate si nepudrate

Marimi si ambalare:

- XS, S, M, L, XL in cutie tip dispenser, cate 100 buc
- Manusi Ambulex pudrate, marimea M ambalate in cutie a cate 10 buc, pentru uz casnic



MD

>>