

Asigura protectie in sala de operatii.

Manusile chirurgicale din latex sunt foarte elastice si au rezistenta mecanica ridicata.

Asigura o bariera de protectie eficienta si sunt usor de folosit datorita mansetei rulate.

Surgilex PLUS - manusi chirurgicale latex, pudrate

- sunt pudrate cu amidon natural de porumb, ce asigura un strat izolant intre mana si latex
- suprafata usor rugoasa din palma creste eficienta manevrarii instrumentelor medicale, atat in mediu uscat cat si umed
- rezistenta ridicata la intindere atat la inceputul, cat si la sfarsitul perioadei de valabilitate
- sterilizate cu etilenoxid sau prin iradiere
- modelul cu degetul mare independent, permite miscari naturale ale degetelor si a palmei si o fixare anatomica.
- [aplicarea manusilor Surgilex PLUS](#)

Surgilex - manusi chirurgicale latex, nepudrate

- nepudrate
- stratul interior de polimer protejeaza mana impotriva latexului si o mentine uscata
- suprafata usor rugoasa a palmei creste eficienta manevrarii instrumentelor medicale, atat in mediu umed cat si uscat
- rezistenta ridicata la intindere atat la inceputul, cat si la sfarsitul perioadei de valabilitate
- sterilizate prin iradiere
- modelul cu degetul mare independent, permite miscari naturale ale degetelor si palmei si o fixare anatomica
- [aplicarea manusilor Surgilex](#)

Utilizare:

- pentru interventiile chirurgicale invazive in conditii sterile, constituie protectie impotriva infectiilor cu risc ridicat

Tipuri:

- sterile
- pudrate si nepudrate

Marimi si ambalate:

- 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
- cutie a'50 de perechi



MD

>>