




Plasa chirurgicala ginecologica G-Mesh® este fabricata din fire monofilament de polipropilena (transparente si albastre) cu grosimea firului de 0.10 mm. Este recomandata in tratamentul chirurgical al prolapsului organelor pelvine la femei. Liniile albastre pentru orientare faciliteaza vizibilitatea si pozitionarea produsului in campul operator. Fiecare brat are la extremitatii terminatii ce faciliteaza fixarea plasei prin orificiul aplicatorului, folosit pentru a ghida implantul prin structurile anatomice si amplasarea in corpul pacientului. Fiecare tip de plasa este disponibil intr-o singura dimensiune - cu posibilitatea unor ajustari minore facute de chirurg in timpul implantarii pentru a se potrivi anatomiei individuale a pacientului.

Tipuri:

- Posterior 2 (implant cu 2 brate)
- Anterior 4 (implant cu 4 brate)
- Posterior 6 (implant cu 6 brate)
- sterile (sterilizate cu etilenoxid)

Marimi si ambalare:

- ambalate individual in pungi din hartie-film, in plicuri de carton



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat PCBC SA și poartă marcajul CE cu numărul 1434

>>