

Terapia prin compresie este foarte importanta in tratamentul limfedemului, avand in vedere eficienta si usurinta aplicarii acestora.

O parte a terapiei consta in folosirea bandajelor de compresie.

Setul de tratament contine componentele necesare crearii bandajului de compresie pentru extremitatile superioare si inferioare.

Setul include urmatoarele componente, in cantitati si marimi diferite in functie de tipul de set:

- Tubula COTTON - bandaj tubular din bumbac - pentru a proteja pielea
- Matolast - bandaj de fixare elastic - pentru bandajarea degetelor (de la maini si de la picioare)
- Matosoft SYNTHETIC - vata ortopedica - pentru a proteja pielea
- Matopress - bandaj de compresie din bumbac - pentru efect de compresie
- Plastosilk - banda adeziva din matase - pentru fixarea bandajului de compresie

Utilizare:

- limfedem primar, ereditar si aparut ulterior.
- limfedem secundar: dupa excizia chirurgicala sau traumatisme a ganglionilor limfatici; inflamare si tratament prin radioterapie; dupa boli ale sistemului venos sau in urma operatiilor; dupa boli reumatice.

Tipuri:

- nesteril

Marime si ambalare:

- set limfedem membre superioare
- set limfedem membre superioare - versiunea minima
- set limfedem membre inferioare
- set limfedem membre inferioare - versiunea minima



MD

>>