

Stratul din netesut absoarbe fluidele de pe instrumentele folosite in timpul interventiei, iar stratul din folie asigura protectie impotriva patrunderii lichidelor.

Impachetarea telescopica faciliteaza acoperirea mesei si protejeaza impotriva contaminarii accidentale., in timp ce folia sablata impiedica alunecarea campului.

Campul este in conformitate cu EN 13795..

Utilizare:

- pentru acoperirea meselor de tip Mayo

Tipuri:

- standard
- cu folie mai groasa

Marimi si ambalare:

- marime: 145 cm x 80 cm
- sterile (sterilizate cu etilenoxid): ambalate individual, in pungi hartie-film; in plus, produsele ambalate individual pot fi impachetate intr-o cutie display care sa permita organizarea si depozitarea cu usurinta intr-un spital



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>