

Fabricate din material elastic, ce permite adaptarea cu usurinta pe orice forma si folie de protectie, pentru o aplicare rapida.

Banda Velcro este compusa din doua parti adezive si o folie protectoare de hartie, cu margini ce permit o indepartare usoara. O parte a benzii este pentru fixarea pe un anumit loc sau camp, iar a doua parte poate fi indepartata si fixata din nou, ori de cate ori este nevoie.

Utilizare:


- pentru fixarea campurilor, tuburilor, cablurilor

Tipuri:

- cu sau fara Velcro (din netesut, se lipeste o singura data)

Marimi si ambalare:

- sterile (sterilizate cu etilenoxid): ambalate in pungi hartie-film, cate 1 sau 2 buc
- marimi: 50 cm x 9 cm (fara Velcro) si 25 cm x 2 cm (cu Velcro)



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>