

Vata ortopedica naturala creeaza o captuseala perfecta in interiorul unui aparat gipsat. Protejeaza pielea pacientului impotriva uscarii, din cauza bandajului gipsat si reduce riscul aparitiei iritatiilor si abraziunilor. Vata este moale si pufoasa, se adapteaza perfect la bandajul gipsat si la suprafata pielii pacientului.

In combinatie cu bandajul Tubula COTTON creeaza un strat de protectie natural perfect sub bandajul gipsat.

Utilizare:

- pentru protejarea pielii impotriva iritatiilor si caldurii cauzate de bandajul gipsat
- ca parte a unui pansament in interiorul bandajului
- pentru protejarea pielii in cazul unui bandaj de compresie

Tipuri:

- sterile (sterilizate cu abur) si nesterile

Marimi si ambalare:

- nesterile cu latimea de 6 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm si 3 m lungime, ambalate cate 12 buc
- sterile cu latimea de 15 cm si 3 m lungime, ambalate individual



Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>