

Recomandate persoanelor alergice la latex.

Manusile de examinare din nitril nu contin cauciuc natural (latex) si au rezistenta mecanica ridicata.

Asigura o bariera de protectie eficienta si sunt usor de folosit datorita mansetei rulate.

Ambulex NITRYL - manusi de examinare din nitril, nepudrate

- nepudrate
- rezistenta ridicata la intindere atat la inceputul, cat si la sfarsitul perioadei de valabilitate
- suprafata usor rugoasa la varfurile degetelor, creste eficienta manevrarii instrumentelor medicale, atat in mediu uscat cat si in mediu umed
- ambidextre - potrivite pentru ambele maini
- culori disponibile: albastru, violet, negru (recomandate pentru procedurile medicale si de diagnosticare, dar mai ales pentru saloane de tatuaje), alb (au manseta alungita ce asigura o protectie mai buna impotriva infectiilor)

Manusile nitril nepudrate in urmatoarele culori: albastru, alb si negru sunt incadrate ca echipamente de protectie personala din categoria III, conforme cu EN 374. Cititi [instructiunile de folosire](#) inainte de utilizarea manusilor. Pentru informatii detaliate despre rezistenta la substante chimice, va rugam sa contactati reprezentantul de vanzari.

[Ambulex NITRYL ALBASTRU - Declaratie de Conformitate](#)

[Ambulex NITRYL NEGRU - Declaratie de Conformitate](#)

[Ambulex NITRYL ALB - Declaratie de Conformitate](#)

Utilizare:

- pentru examinari medicale
- pentru consultatii medicale sau diferite tipuri de terapie
- pentru manipularea produselor contaminate

Tipuri:

- nesterile
- neoudate

Marimi si ambalare:

- albastru, violet, alb: XS, S, M, L, XL
- negru: S, M, L
- ambalate in cutie tip dispenser, cate 100 buc



**MD**

