

- din netesut alb, elastic
- structura poroasa permite pielii sa respire si faciliteaza evaporarea transpiratiei
- marginile laterale zimtate permit ruperea cu usurinta la lungimea dorita
- adezivul acrilic nu provoaca iritatii, permite pielii sa respire si este delicat cu pielea

Utilizare:

- pentru fixarea pansamentelor pe partile sensibile ale corpului
- pentru fixarea sondelor, cateterelor si a altor dispozitive medicale

Tipuri:

- nesterila

Marimi si ambalare:

- lungimi disponibile: 5 m si 9.14 m cu latimea de 1.25 cm, 2.5 cm si 5 cm
- nesterile: ambalarea depinde de marime



MD

