

Fabricate din netesut rezistent la rupere. Husele se fixeaza pe dispozitiv cu legaturi sau cu benzi elastice.

Utilizare:



- pentru acoperirea echipamentelor medicale

Tipuri:

- husa dintr-o bucata C-arm (A, B)
- husa din doua bucati C-arm (C)

Marimi si ambalare:

- sterile (sterilizate cu abur): ambalate individual, in pungi hartie-film



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>