

- baza este din netesut elastic, ce se muleaza usor pe corpul pacientului si permite pielii sa respire
- are decupaj special pentru branula, ce asigura o aplicare usoara
- micro plasa previne lipirea pansamentului de rana
- pansament absorbant suplimentar
- adezivul acrilic nu irita pielea
- marginile rotunjite protejeaza impotriva dezlipirii accidentale
- hartia de protectie permite o aplicare usoara, chiar si cu manusi

#### Utilizare:

- pentru fixarea branulei si protejarea zonei din jurul punctiei

#### Tipuri:

- sterili

#### Marimi si ambalare:

- sterili: ambalati individual, in cutie de 50 buc
- marimi: 5.8 cm x 8 cm, 7.2 cm x 5 cm



**MD**

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat Superior de Sanità și poartă marcajul CE cu numărul 0373

