

- baza este din netesut elastic, de culoare alba, ce se muleaza usor dupa forma corpului pacientului
- netesutul poros permite pielii sa respire
- miezul absorbant este pozitionat central
- micro plasa previne lipirea pansamentului de rana
- adezivul se fixeaza bine si nu irita pielea
- marginile rotunjite protejeaza impotriva dezlipirii accidentale
- hartia de protectie permite o aplicare usoara, chiar si cu manusi
- pansamentul permite patrunderea razelor X

Utilizare:


- pentru protejarea ranilor accidentale sau chirurgicale, taieturilor si abraziunilor

Tipuri:

- sterile
- forme: dreptunghiulara si ovala

Marimi si ambalare:

- sterile: ambalate cate 25 buc, 50 buc sau 100 buc, in functie de marime
- marimi disponibile: 7.2 cm x 5 cm, 10 cm x 6 cm, 10 cm x 8 cm, 15 cm x 8 cm, 20 cm x 10 cm, 25 cm x 10 cm, 30 cm x 10 cm, 35 cm x 10 cm
- marime pentru forma ovala: 6.5 cm x 9.5 cm



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat Superiore di Sanità și poartă marcajul CE cu numărul 0373

