

- baza din netesut alb, elastic, ce se potriveste pe orice forma a corpului
- materialul poros este delicat si permite pielii sa respire
- pansamentul absorbant, plasat central, este protejat cu micr0-plasa pentru a preveni lipirea acestuia de rana
- adezivul acrilic nu cauzeaza iritatii la nivelul pielii
- lungimea pansamentului permite ajustarea marimii conform nevoilor individuale

## Utilizare:

- pentru protejarea abraziunilor, taieturilor si a ranilor minore

## Tipuri:

- nesteril

## Marimi si ambalare:

- masuri disponibile: 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m
- nesteril: ambalat individual



**MD**

>>