

Fabricati din netesut si polipropilena, rezistenti la intindere.

Utilizare:

- asigura protectie impotriva contaminarii cu murdaria de pe pantofi, in spatiile ce trebuie mentinute foarte curate

Tipuri:

- cu banda elastica
- nesterili
- culoare: albastra

Marimi si ambalare:

- nesterili: ambalati in pungi de plastic, cate 100 buc



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>