

- din material netesut
- fara fibre desfacute pe suprafata materialului
- structura compacta permite taierea produsului fara destramarea firelor
- capacitate mare de absorbtie a umezelii si a lichidelor
- foarte moi, se potrivesc bine pe forma corpului
- pot fi sterilizate

Utilizare:

- pentru absorbtia fluidelor in timpul procedurilor medicale si a interventiilor chirurgicale (sterile)
- pentru uz igienic si cosmetic (nesterile)

Tipuri:

- sterile (sterilizate cu abur) si nesterile
- 30 g/m², 40 g/m²
- cu, sau fara fire detectabile razelor X
- aranjate lejer sau legate cu fir de bumbac
- 4-, 8-, 12-straturi

Marimi si ambalare:

- nesterile: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm - 100 buc ambalate in pungi de hartie
- sterile: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm - 2 buc, 3 buc sau 5 buc ambalate in blistere

Un tip special de comprese din netesut sunt compresele pentru traheotomie:


- din material netesut absorbant
- in forma de O sau Y
- foarte moi, recomandate pentru folosirea impreuna cu tuburile de drenaj, a canulelor sau a cateterelor

Utilizare:

- pentru fixarea tuburilor de traheotomie, a cateterelor sau a altor tipuri de intubare

Marime si ambalare:

- sterile: 5 cm x 5 cm, 7.5 cm x 7.5 cm, 10 cm x 10 cm - 2 buc ambalate in blistere



Dispozitivele sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>