

- interiorul compresei este fabricat din netesut
- compresele sunt invelite intr-un material tricotat, legat la capete
- capetele se leaga in spatele capului pentru o fixare mai buna sub nas

Utilizare:

- pentru absorbtia fluidelor rezultate in urma procedurilor laringologice

Tipuri:

- sterile si nesterile

Marimi si ambalare:

- marimi disponibile: 2.5 cm x 5 cm
- sterile: ambalate individual
- nesterile: ambalate cate 50 buc



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul
Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul
CE cu numărul 2274

>>