

Fabricate din netesut sau din material laminat, in conformitate cu EN 13795. Campurile se fixeaza pe picior prin benzi medicale.

Utilizare:

- pentru acoperirea picioarelor in timpul interventiilor chirurgicale

Tipuri:

- ambalate individual sau ca parte a unui set pentru proceduri
- cu sau fara banda de fixare adaugata
- materiale brute: SMS, TF sau Blue Specia

Marimi si ambalare:

- sterile (sterilizare cu etilenoxid sau cu abur): ambalate individual, in punga hartie-film
- marimi: de la 60 cm x 35 cm pana la 130 cm x 140 cm



**MD**

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul  
Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul  
CE cu numărul 2274

>>