

Hidratare optima pentru ranile cu foarte mult exudat.

- putere absorbanta cu durata de pana la 7 zile - proprietatile absorbante permit utilizarea pansamentului o perioada indelungata
- mentine un mediu hidratant, oferind conditii optime de vindecare
- protectie impotriva ranilor mecanice - spuma moale si flexibila de poliuretan, minimizeaza riscul de lezare a ranii protejate
- contine adeziv - nu necesita folosirea unui pansament aditional

Se utilizeaza in tratamentul ranilor cu mult exudat:

- escare
- ulcer venos

Tipuri:

- steril

Marimi si ambalare:

- steril: 10 cm x 10 cm, ambalate cate 3 buc
- steril: 15 cm x 15 cm, 20 cm x 20 cm, ambalate cate 5 buc



MD

>>