

Protezele pentru cranioplastie sunt tricotate din fire de poliester si polipropilena. Rezistenta ridicata, greutate mica, zero absorbtie hidrofila a fluidelor, inactivitate chimica, grad ridicat de vindecare; datorita acestor caracteristici proteza poate fi indentificata cu osul natural, in ceea ce priveste proprietatile fizice. Pot fi modelate cu usurinta in timpul implantarii.

Utilizare:

- pentru reconstructia malformatiilor craniene (cranioplastie)

Tipuri:

- Codubix® S - sterile (sterilizate cu abur)
- Codubix® - nesterile
- Codubix® CT - disponibile la cerere (sterile si nesterile)

Marimi si ambalare:

- de la 75 mm x 57 mm pana la 134 mm x 110 mm
- la cerere se pot efectua proteze pe baza osului lipsa sau dupa imaginile rezultate in urma tomografiei computerizate
- sterile: ambalate individual in pungi duble hartie-film, puse in cutii
- nesterile: ambalate individual in pungi PE si puse in cutii

Mai multe informatii: www.codubix.com



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat PCBC SA și poartă marcajul CE cu numărul 1434

>>