

Protezele osului orbital sunt tricotate din fir de polipropilena. Rezistența ridicată, greutate mică, zero absorbție hidrofilă a fluidelor, inactivitate chimică, grad ridicat de vindecare; datorită acestor caracteristici proteza poate fi indentificată cu osul natural, în ceea ce privește proprietățile fizice. Pot fi modelate cu ușurință în timpul implantării.

Utilizare:



- pentru reconstrucția peretelui orbital (fracturi zigomatice-maxilare-orbitale, fracturi izolate ale peretelui orbital) rezultate din fracturi ale părții centrale a feței

Tipuri:

- sterile (sterilizate cu abur)
- versiune standard
- versiune 3D – dreapta și stânga – formă anatomică
- versiune adaptată

Marimi și ambalare:

- versiune standard: 40 mm x 50 mm
- versiune 3D : stânga și dreapta în marimi S, M, L
- ambalate individual în pungi duble hartie-film, puse în cutii



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat PCBC SA și poartă marcajul CE cu numărul 1434

>>