

Protezele pentru defecte extensive in peretele toracic sunt tricotate din fire de poliester si polipropilena. Rezistenta ridicata, greutate mica, zero absorbtie hidrofila a fluidelor, inactivitate chimica, grad ridicat de vindecare; datorita acestor caracteristici, proteza poate fi indentificata cu osul natural, in ceea ce priveste proprietatile fizice. Pot fi modelate cu usurinta in timpul implantarii si diagnosticate fara alte artefacte.

Utilizare:


- pentru reconstruirea fragmentelor din peretele toracic dupa tratamentul tumorilor primare si metastatice, ce cuprind structura si interactioneaza cu tumorile non-microcelulare ale plamanilor

Tipuri:

nesterile (se recomanda sterilizarea cu abur)

Marimi si ambalare:

- 250 mm x 200 mm
- ambalate individual in pungi PE si puse in cutii



**MD**

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat PCBC SA și poartă marcajul CE cu numărul 1434

>>