

Gama de ambalaje pentru sterilizare din hartie-film, adezive, plate.

Materialele de calitate superioara folosite la fabricarea ambalajelor, cat si procesul tehnologic de productie validat, asigura un efect de „decojire” – desfacerea aseptica (fara praf) a ambalajului. Astfel se minimalizeaza riscul contaminarii cu particule de celuloza, care pot aparea la desfacerea ambalajelor din hartie.

Datorita stratului adeziv, punga poate fi inchisa fara utilizarea unui aparat de sigilat.

Indicatorii chimici de sterilizare sunt imprimati pe hartia din interiorul marginii sigilate.

Produsele sunt in conformitate cu EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 and EN ISO 11140-1.

[Instructiuni pentru inchiderea pungilor](#)

Utilizare:

- pentru sterilizarea cu abur (ABUR) si etilenoxid (EO)

Tipuri:

- pungi

Marimi si ambalare:

- marimi: latime de la 40 mm pana la 60 mm; lungime de la 90 mm pana la 1200 mm; ambalate cate 100 buc



MD

