

Campuri sterile disponibile in diverse forme si marimi, ce asigura protectie atat pentru pacient cat si pentru personalul medical, in timpul procedurilor chirurgicale. Structura campului permite acoperirea rapida si eficienta a pacientului si delimitarea campului operator. Pentru a facilita utilizarea, campurile sunt marcate cu pictograme, ce indica directia de deschidere.

Campurile chirurgicale sunt fabricate din materiale de calitate superioara in conformitate cu EN 13795, ce ofera garantia protectiei in timpul utilizarii.

Exemple:


- campuri angiografie
- campuri cezariana
- campuri pentru mana/ picior/ membru
- campuri pentru operatii ginecologice
- campuri oftalmologice
- campuri nastere naturala
- campuri operatii urologice

Tipuri:

- campurile pot fi fabricate din laminat (TF, Blue Special, Blue Comfort) sau netesut (TMS)
- campurile sunt disponibile si cu elemente suplimentare, cum ar fi, benzi adezive, deschideri, decupaje, pungii pentru colectarea lichidelor, film incizie, picioare integrate, strat absorbant suplimentar, sau organizatoare de cabluri

Marimi si ambalare:

- gama variata de marimi
- sterile: ambalate individual, in pungii hartie-film; in plus, campurile ambalate individual pot fi impachetate intr-o cutie display care sa permita organizarea si depozitarea cu usurinta intr-un spital



**MD**

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274

>>