

Masti chirurgicale fabricate din 3 straturi de netesut hipoalergenic si strat interior de filtrare cu grad de filtrare a aerosolilor biologici de minim BFE 98.8%, ce protejeaza impotriva contaminarii cu microorganisme. Permeabilitatea ridicata la aer si banda speciala ce se modeleaza pe forma nasului, asigura un grad ridicat de confort in utilizare. Corespund cerintelor EN 14683 pentru tipul II.

Utilizare:

- protejeaza campul operator impotriva comtaminarii cu epiderma exfoliata, par si impotriva infectarii cu microorganisme


Tipuri:

- cu elastic
- nesterile
- culoare: albastra

Marimi si ambalare:

- nesterile: ambalate la cutie cate 50 buc

Preparing for use / Vorbereitung zur Verwendung / Подготовка к применению / Przygotowanie do użycia



**MD**

