

Halatele sunt foarte confortabile si ofera protectie completa impotriva fluidelor si microbilor. Bratele si spatele halatului sunt fabricate din poliester ce asigura permeabilitate foarte buna la aer. Fata si antebratele halatului sunt facute din trei straturi laminate (poliester cu membrana din poliuretan) cu proprietati de bariera.

Utilizare:


- ca echipament pentru personalul medical, in timpul procedurilor medicale de durata; produsul este in conformitate cu EN 13795

Tipuri:

- nesterile
- culori: verde, albastru

Marimi si ambalare:

- S, M, L, XL, XXL
- ambalate individual
- [dimensiunile produsului final](#)



6



MD

Dispozitivele sterile sunt certificate de Organismul Notificat TÜV Nord Polonia Sp. z o.o. și poartă marcajul CE cu numărul 2274. Evaluarea conformității produselor a fost limitată la produse noi (nu include procesul de sterilizare după introducerea pe piață)

>>